

BIJLAGE 1

Bemonsteringsmethode voor *Salmonella* bij fokpluimvee

Eendagskuikens

Inlegvellen: zowel van de haankuikens als van de henkuikens wordt bij levering een monster samengesteld bestaande uit 20 stukken van met feces bevuilde inlegvellen. De stukken zijn minimaal 5 op 5 cm en maximaal 10 op 10 cm. De stukken moeten een representatief monster vormen voor de ganse toom. De stukken worden in een steriel pot (plastiek zak) verzameld en afgeleverd op het bevoegde laboratorium door de verantwoordelijke.

Tijdens de opfok- en productieperiode

Grondstallen (vrije uitloop en volièrestallen)

- Alle stalen worden in het hok genomen.
- Materiaal: 5 paar steriele, absorberende overschoenen, bevochtigd met 0.8% keukenzout + 0.1% pepton in steriel gedeïoniseerd water of met steriel water.
- Monster: de 5 paar overschoenen worden verdeeld over 2 steriele recipiënten.
- Methode: Alle onderdelen van de stal, ook die met strooisel en latten, moeten representatief bemonsterd worden. Alle afzonderlijke hokken in de stal moeten bemonsterd worden. De stal wordt onderverdeeld in 5 delen. Elk deel wordt met 1 paar steriele overschoenen afgestapt.

Kooien

- Materiaal: steriele spatels worden gebruikt om mest op te nemen.
- Monster: in totaal 2 verzamelmonsters elk bestaande uit natuurlijk gemengde feces van minimaal 150g, in een plasticen pot.
- Methode:
 - De feces worden verzameld:
 - ofwel van mestbanden onder elke kooilaag, die op gezette tijden worden aangezet en waarvan de mest via een vijzel- of transportsysteem wordt afgevoerd;
 - ofwel van een mestopvangsysteem waarbij de mest via mestgoten in een mestput onder de stal terechtkomt;
 - ofwel van een systeem met trapkooien die niet recht onder elkaar staan, zodat de feces direct in de mestput vallen. Uit elke stapelkooi moeten samengevoegde feces in het totale verzamelmonster vertegenwoordigd zijn
 - De monsters worden genomen:
 - Bij systemen met mestbanden of mestschrapers, na het inwerking stellen ervan;
 - Bij systemen met mestgoten en mestschrapers, na het afschrapen van mestschraper;
 - Bij trapkooien zonder mestbanden of mestschraper, in de mestput;
 - Bij mestbanden, aan het eind van de band.

Bijgeplaatste hanen.

- In totaal worden 2 mengmeststalen genomen per toom van herkomst.
- Elk mengmeststaal bestaat uit 60 individuele swabs van ongeveer 1g blindedarmmest in een steriel recipiënt.
- Per krat (of andere kleinste verpakkingseenheid) neemt men maximaal 2 swabs tenzij een toom bestaat uit minder dan 15 kratten.
- De stalen worden gelijkmatig verspreid over de toom dieren.
- Indien de bijgeplaatste hanen afkomstig zijn van meer dan 1 toom wordt elke toom apart bemonsterd met 2 mengmeststalen.

Etikettering

Op elk monster worden volgende gegevens vermeld:

- 1) Beslagnummer
- 2) Stal en/of hoknummer
- 3) Datum staalname
- 4) Aard van het staal (inlegvel, overschoenen, mest)

De monsters worden bij DGZ of ARSIA (overige controles) afgegeven vergezeld van het inzendformulier.